

Barreira Gengival

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO: É indicada para isolar e proteger tecidos gengivais. Pode ser utilizada para isolamento relativo em caso de clareamento dental ou como coadjuvante ao isolamento absoluto em procedimentos restauradores, reabilitadores e/ou tratamento endodôntico.

COMPOSIÇÃO: UDMA, HEMA, Canforoquinona, Amina terciária: 4-etil dimetilaminobenzoato, Sílica Nanométrica e Pigmentos.

MODO DE USO: Confirme se a ponteira de aplicação está desobstruída. Seque a gengiva da região em que será feito o isolamento. Aplique uma fina camada da barreira gengival sobre a gengiva marginal e as papilas interdentais. A barreira gengival deve recobrir de 0,5 a 1mm da cervical do dente adjacente. Após a aplicação, polimerize 20 segundos por área. Finalizado o procedimento clínico, remova a barreira destacando-a com uma sonda exploradora.

ADVERTÊNCIAS: O produto deve ser utilizado apenas em gengiva saudável. A polimerização incompleta ou excessiva pode causar leve irritação gengival. Uso profissional. Produto pronto para uso. Siga as orientações do modo de uso. Utilize os EPIs para

manuseio do produto. Evite contato com os olhos. Caso ocorra contato com a mucosa ocular, lave imediatamente com água em abundância.

CONTRAINDICAÇÃO: O produto é contraindicado para pacientes que são alérgicos e/ou sensíveis ao monômero de metacrilato. A barreira gengival não é indicada para pacientes que apresentem qualquer irritação gengival e/ou que tenham sido submetidos recentemente a cirurgias bucais. Suspenda o uso em caso de reação alérgica.

PRECAUÇÕES: Mantenha fora do alcance de crianças. Não utilizar o produto fora do prazo de validade. Não utilizar se a embalagem estiver violada.

ARMAZENAMENTO: Manter o produto em sua embalagem sempre fechada. Proteger da incidência da luz solar direta. Armazene o produto em temperatura de 5°C a 28° C. Umidade até 75%.

VALIDADE DO PRODUTO: 24 meses.

DESCARTE: Seguir a legislação vigente para descarte de produtos odontológicos.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Servicio post-venta al profesional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br*

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: William Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 531030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 01 - 03.06.2022 | Cód 328628880003
ANVISA 80213420053

Gingival Barrier

USE INSTRUCTIONS

INDICATION: It is indicated to isolate and protect gingival tissues. It can be used for relative isolation in case of tooth whitening or as an adjunct to absolute isolation in restorative, rehabilitative procedures and/or endodontic treatment.

COMPOSITION: UDMA, HEMA, Camphorquinone, Tertiary amine: 4-ethyl dimethylaminobenzoate, Nanometric Silica and Pigments.

HOW TO USE: Confirm that the application tip is unobstructed. Dry the gum in the region where the isolation will be performed. Apply a thin layer of the gingival barrier over the marginal gingiva and interdental papillae. The gingival barrier should cover 0.5 to 1 mm of the neck of the adjacent tooth. After application, cure 20 seconds per area. At the end of the clinical procedure, remove the barrier by detaching it with an exploratory probe.

WARNINGS: The product should only be used on healthy gums. Incomplete or excessive polymerization may cause mild gingival irritation. Professional use. Product ready to use. Follow the

directions for use. Use PPE to handle the product. Avoid contact with eyes. In case of contact with the ocular mucosa, wash immediately with plenty of water.

CONTRAINDICATION: The product is contraindicated for patients who are allergic and/or sensitive to methacrylate monomer. The gingival barrier is not indicated for patients who have any gingival irritation and/or who have recently undergone oral surgery. Discontinue use in case of allergic reaction.

PRECAUTIONS: Keep out of the reach of children. Do not use the product after the expiration date. Do not use if the packaging is broken.

STORAGE: Keep the product in its packaging always closed. Protect from direct sunlight. Store the product at a temperature of 5 ° C to 28 ° C. Humidity up to 75%.

PRODUCT EXPIRY DATE: 24 months.

DISPOSAL: Follow the current legislation for the disposal of dental products.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Servicio post-venta al profesional*
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: William Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 531030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 01 - 03.06.2022 | C6d 328628880003
ANVISA 80213420053

Barrera Gingival

INSTRUCCIONES DE USO

INDICACIÓN: Está indicado para aislar y proteger los tejidos gingivales. Se puede utilizar para aislamiento relativo en caso de blanqueamiento dental o como complemento del aislamiento absoluto en procedimientos de restauración, rehabilitación y/o tratamiento de endodoncia.

COMPOSICION: UDMA, HEMA, canforquinona, amina terciaria: dimetilaminobenzoato de 4-etilo, sílice nanométrica y pigmentos.

CÓMO USAR: Confirme que la punta de la aplicación no esté obstruida. Seque la goma en la región donde se realizará el aislamiento. Aplique una capa delgada de la barrera gingival sobre la encía marginal y las papilas interdentales. La barrera gingival debe cubrir de 0,5 a 1 mm del cuello del diente adyacente. Después de la aplicación, cure 20 segundos por área. Al final del procedimiento clínico, retire la barrera separándola con una sonda exploradora.

ADVERTENCIAS: El producto solo debe usarse en encías sanas. La polimerización incompleta o excesiva puede causar irritación gingival leve. Uso profesional. Producto listo para usar. Siga las instrucciones de uso. Utilizar EPP

para manipular el producto. Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto con la mucosa ocular, lavar inmediatamente con abundante agua.

CONTRAINDICACIÓN: El producto está contraindicado en pacientes alérgicos y/o sensibles al monómero metacrilato. La barrera gingival no está indicada para pacientes que presenten alguna irritación gingival y/o que se hayan sometido recientemente a una cirugía bucal. Suspender su uso en caso de reacción alérgica.

PRECAUCIONES: Mantener fuera del alcance de los niños. No utilice el producto después de la fecha de caducidad. No utilizar si el embalaje está roto.

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su embalaje siempre cerrado. Proteger de la luz solar directa. Almacenar el producto a una temperatura de 5 ° C a 28 ° C. Humedad hasta 75%.

VALIDEZ DEL PRODUCTO: 24 meses.

ELIMINACIÓN: Siga la legislación vigente para la eliminación de productos dentales.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Serviço post-venta ao profissional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br*

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: William Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 01 - 03.06.2022 | C6d 328628880003
ANVISA 80213420053